

Swift™ LT

NASENPOLSTER-MASKE

WENIGER IST MEHR

Minimaler Kontakt, optimale Stabilität

**Hohe Bewegungsfreiheit,
Schlafen in Seitenlage**

Besonders leise

**Flexible Passform für
individuellen Komfort**

**Die erste Nasenpolster-Maske
mit Doppelwandtechnologie**

Doppelwandige Nasenpolster
bewirken eine sanfte, komfortable
Abdichtung; die dünne Außenmembran
verbessert den Tragekomfort, die dicke
Innenmembran sorgt für Stabilität

Flexibler Polstersockel
ermöglicht Bewegung der
Nasenpolster in verschiedene
Richtungen, ohne dass die
Abdichtung beeinträchtigt wird

Um 360 Grad drehbares Kniestück
für flexible Wahl der Schlauchposition

Leise Ausatemöffnungen
streuen die austretende
Luft und leiten sie
geräuscharm von
Benutzer und Partner weg

Flexibler, leichter Schlauch
verringert den Zug auf die Maske
und erhöht die Stabilität



**Der einzigartige abnehmbare
Schlauchhalter an
der oberen Schnalle**
mit drei arretierbaren
Positionen damit
der Patient seinen
Schlauch individuell
fixieren kann

**Hinteres Band mit
weicher Schnalle**
drückt nicht, ist leicht
anzupassen und flexibel

Die Stabilisatoren
sind flexibel, passen sich
der individuellen
Gesichtsbreite an und
halten die Swift LT
in Position

Klickjustierung
hilft bei der Wahl des
optimalen Nasenpolster-
Winkels und hält die Position

Schmäler, weicher Silikon-Maskenrahmen
erleichtert das Schlafen in Seitenlage



TECHNOLOGIE IM BLICKPUNKT

Minimaler Kontakt, optimale Stabilität



Funktionsweise

Swift LT – eine einzigartige Kombination:

- Doppelwandige Nasenpolster auf flexiblem Polstersockel sorgen für möglichst geringen Kontakt mit dem Gesicht.
- Klickjustierung und Stabilisatoren sorgen für bequemen und stabilen Sitz.
- Die Nasenpolster können ohne Beeinträchtigung der Abdichtung seitwärts und nach unten/oben bewegt werden.
- Die weiche, dünne Aussenmembran der doppelwandigen Polster erhöht den Komfort, die dickere Innenmembran sorgt für Stabilität.

Die Vorteile

- Gute Abdichtung bei minimalem Gesichtskontakt.
- Bleibt dicht auch bei Bewegung.
- Hohe Stabilität bei Ruhe und Bewegung.
- Die Maske muss nicht fest anliegen, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten - für eine optimale Funktion ist ein leichter Kontakt von Nasenpolstern und Polstersockel mit dem Gesicht ausreichend.

VORTEILE FÜR DEN PATIENTEN

Bewegungsfreiheit und Stabilität

- Doppelwandige Nasenpolster und flexibler Polstersockel passen sich der Bewegung an und gewährleisten eine gute Abdichtung.
- Der flexible, leichte Schlauch verringert den Zug auf die Maske und verbessert die Stabilität.
- Minimalistisches Design gibt ein Gefühl von Freiheit - das persönliche Empfinden des Patienten spielt dabei ebenso eine Rolle wie das Aussehen der Maske beim Tragen.

Individuelle Passform

- Die Klickjustierung ermöglicht die Wahl des optimalen Nasenpolster-Winkels.

Verschiedene Schlafpositionen

- Durch Einstellung der gewünschten Schlauchposition mit dem Schlauchhalter ist ein Schlafen in Seiten- und/oder Rückenlagen möglich.

Geräuscharmer Betrieb für ungestörten Schlaf

- Das innovative Luftauslass-Design sorgt für besonders geräuscharmen Betrieb – nur 25 Dezibel.*

VORTEILE FÜR DAS FACHPERSONAL

Schnell anzupassen

- Die Swift LT ist schnell und einfach anzupassen und damit zeitsparend für medizinisches Fachpersonal und Fachhändler.

Geringere Lagerhaltung, passend für 95% aller Benutzer**

- Mit den drei mitgelieferten Nasenpolster-Größen können die meisten Patienten angepasst werden; es muss nur ein Artikel auf Lager gelegt werden.

Einfache Handhabung

- Die Swift LT besteht aus wenige Teile und ist dadurch einfach zu zerlegen, zu reinigen und wieder zusammenzubauen.

Einfache Einweisung der Patienten

- Gebrauchsanweisung und Online-Support erleichtern die Einweisung von Benutzern und Mitarbeitern.

Bessere Compliance der Patienten

- Die Swift LT ist auf die Bedürfnisse des Patienten, auf hohen Komfort und einfache Handhabung ausgelegt und wird daher von den Patienten gut angenommen.

* Getestet nach ISO 3744:1994 bei 10 cm H₂O

** Basierend auf anthropometrischen Untersuchungen von ResMed

ARTIKELNUMMERN

Swift LT Nasenpolster-Maske

60561