

Komponente	Material	
Maskenkissen	Kissen	Silikon-Elastomer
	Gehäuse	Polycarbonat
Kniestück-Baugruppe	Kniestückaufnahme	Polyamid
	AAV	Silikon-Elastomer
	Kniestück/Drehadapter	Polycarbonat
	Drehadapter	Polybutylenterephthalat
Maskenrahmen	Obere / untere Kopfbandhalter	Polyester-Elastomer / Polycarbonat
	Polster des oberen Kopfbandhalters	Nylon / Elasthan
	Magnet	Metallüberzogener Magnet
	Mittelring	Polycarbonat
Kopfband	Material des Kopfbandes	Nylon / Elasthan
	Schaumgummi des Kopfbandes	Polyurethan
	Wärmeaustauschetikett des Kopfbandes	Polyurethan
	Feststell-Clips	Polyamid
Kopfband-Clip-Baugruppe	Kopfband-Clip	Polycarbonat
	Magnet	Metallüberzogener Magnet