

Swift™ FX / Swift™ FX Bella

Nasenpolstermaske

| Komponente | Material | |
|-------------------------------|---------------------|---|
| Nasenpolster | Silikon-Elastomer | |
| Kopfbandsatz – Swift FX | Kopfband | Silikon-Elastomer |
| | Hinteres Band | Schaumschicht: offenzelliges Polyurethan Gewebe: Nylon/Spandex |
| Kopfbandsatz – Swift FX Bella | Halteband | Silikon-Elastomer |
| | Verschluss | Silikon-Elastomer |
| | Komfortpolster | Nylon/Elastan |
| Verbindungsschlauchsatz | Drehadapter | Polycarbonat |
| | Kniestück | Polypropylen |
| | Verbindungsschlauch | Thermoplastisches Polyesterelastomer (TPE) |
| | Drehadapterbausatz | Polycarbonat/Polypropylen |
| Komfortpolster (Soft Wraps) | Nylon/Lycra | |