

Mühelos. **Wirksam.**



Eine Maske. **Eine** Lösung. **Eine** für alle.

In einer perfekten Mischung aus elegantem Design und einfacher Funktionalität vereint Mirage™ FX for Her genau das, was Sie sich schon lange gewünscht haben: Leistung, einfache Handhabung und höchste Qualität.

Vorteile für Sie...

Mirage FX for Her erspart Ihnen eine mühsame Größenauswahl. Die Maske passt sich problemlos an eine Vielzahl von Gesichtsformen an. Daher bietet Mirage FX for Her die Lösung für all Ihre Patientinnen.

Die Mirage FX for Her kann ganz einfach angepasst und angelegt werden. Somit nimmt die Maskenanpassung praktisch keine Zeit in Anspruch. Da die Maske einschließlich Kopfband nur aus vier Teilen besteht, ersparen Sie sich aufwendige Anpassungen.

Mirage FX for Her – Vorteile für Ihr Unternehmen

... und Ihre Patientinnen

Das Mirage FX Spring Air™-Maskenkissen sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Drucks. Die weiche Polsterung, besonders im empfindlichen Nasenrückenbereich, erhöht spürbar den Tragekomfort.

Es wird Ihren Patientinnen gefallen, wie unproblematisch Mirage FX for Her ist: leicht anzupassen, zu tragen und zu reinigen ... Und als eine der leichtesten Nasenmasken im Markt wird diese Ihre Patienten kaum belasten.

Mirage FX for Her – Ihre Nummer 1



Mirage™ FX for Her
NASENMASKE

www.resmedmiragefx.com

Mirage FX for Her bietet all das, was sich Ihre Patientinnen schon lange gewünscht haben.

Mühelose Anpassung


Die intuitive Anpassung spart Zeit und ermöglicht die perfekte Maskenanpassung von Beginn an.

Einfache Lösung

Mirage FX ist die extrem einfache Komplettlösung: Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Qualität in einer Maske vereint.

Eine Maske für alle

Mirage FX passt fast jeder Patientin gleich von Beginn an. Sie sparen Zeit, Geld und haben zufriedene Patientinnen.



Neues formgerechtes Kopfband ist im Handumdrehen anpass- und tragbereit.

SoftTouch-Kanten schützen die Haut und reduzieren Druckstellen und Unbehagen.

Kniestück mit Drucklasche vereinfacht das Anbringen und Abnehmen des Kniestücks am und vom Rahmen.

Flexible Stirnstütze mit Flügelndesign bietet einen dynamischen Größen- und Anpassungsbereich.

Leichter, robuster Rahmen ist stark genug, um die Maske auf dem Gesicht zu fixieren, und dabei weich genug, um Bewegungsfreiheit während des Schlafs zu gewährleisten.

Doppelwandiges Spring Air-Maskenkissen sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Drucks. Um den empfindlichen Nasenrücken ist es besonders weich gepolstert.

Luftverteilende Ausatemöffnungen lassen die Luft sanft und leise vom Partner weg aus der Maske austreten.

Kopfbandschlaufen vereinfachen das Anlegen und Abnehmen des Kopfbandes und ermöglichen die Beibehaltung der optimalen Kopfbandeinstellungen.

Artikelnummer

Mirage FX for Her

62132

Mirage™ FX for Her
NASENMASKE

www.resmedmiragefx.com

Vertrieb durch: ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen, DEUTSCHLAND. Tel 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10, E-Mail info@resmed-deutschland.de

Vertrieb durch: ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA. **EC/REP** ResMed (UK) Ltd 96 Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RY UK. Informationen zu weltweiten Geschäftsstellen von ResMed finden Sie auf unserer Website unter www.resmed.com. Mirage, SoftEdge und Spring Air sind Marken der ResMed Ltd und Mirage ist beim Patent- und Markenamt in den USA registriert. © 2012 ResMed Ltd. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. 1015259/1 2012-02

Hersteller: ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australien