



# Erfahrung und Innovation

**ComfortGel Blue** – die nächste Generation von Komfort und Technologie, die all Ihren Erwartungen mehr als gerecht wird.

Dank eines noch höheren Patientenkomforts und rundum verbesserter Eigenschaften werden noch mehr Ihrer Patienten die ComfortGel Blue zu der Maske Ihrer Wahl machen.

Mit diesem Modell sind wir unseren original Gelmasken treu geblieben und haben Komfort und Flexibilität - weltweit geschätzt und von unseren Produkten erwartet - beibehalten oder wo möglich noch

weiter verbessert. Ein verbessertes Stirnkissen soll Druckpunkte mindern, und das neu konzipierte Ausatemventil mit Drehgelenk leitet den Luftstrom leise nach oben und vom Partner weg. Zudem wurde die Gelzusammensetzung verbessert. All dies soll die Maske für den Patienten angenehmer gestalten und damit auch die Compliance steigern. ComfortGel Blue und unsere gesamte Masken-Produktlinie helfen Ihnen mehr denn je, 100% Ihrer Patienten 100%-ig zu versorgen.

**PHILIPS**

**RESPIRONICS**


sense **and** simplicity

Premium-Kopfband in Einheitsgröße mit Klett-Laschen lässt sich leicht an vier Stellen anpassen - für einen sicheren, individuellen Sitz.

Das Comfort Flap aus Silikon sorgt für verbesserte Abdichtung und kann zur leichteren Reinigung abgenommen werden.

Das Maskenkissen mit der neuen Generation Gel-Technologie ist weich und passt sich für erhöhten Komfort dem Gesicht des Patienten an.

Die Befestigungen mit Kugelgelenk garantieren freie Beweglichkeit und einfaches Abnehmen der Maske.



Premium-Stirnkissen für verbesserten Komfort und Sitz.


Durch Anheben oder Senken der Stirnstütze können Winkel, Abdichtung und Sitz der Maske präzise abgestimmt werden.

Abgewinkelte Mikro-Ausatemöffnungen sorgen für einen leisen Betrieb und leiten die Luft vom Partner weg.

Zwei 360°-Drehgelenke ermöglichen freie Beweglichkeit des Schlauchs.

Produktname und Artikelnummer befinden sich auf dem Maskenkörper, um Ihnen und Ihren Patienten die Identifizierung der Maske zu erleichtern.

Größe und Werte der System One Widerstandskontrolle sind auf den unteren Teil des Polsters gedruckt.



Bestellinformationen				
Maske ComfortGel Blue	Petite	Small	Medium	Large
Maske mit Kopfband	1070067	1070066	1070065	1070064
Maske mit Kopfband, ohne Ausatemventil	1070071	1070070	1070069	1070068
DuoPack (inklusive Kopfband und zwei Maskenkissen gleicher Größe)	1070075	1070074	1070073	1070072
FitPack: inklusive Kopfband und Maskenkissen der Größen Small und Medium	k.A.	1070076		k.A.
Ersatzmaskenkissen	Petite	Small	Medium	Large
ComfortGel Blue Maskenkissen und Flap	1070108	1070107	1070106	1070105
ComfortGel Blue Maskenkissen	1070104	1070103	1070102	1070101
Ersatzteile		Artikelnummer		
Premium-Stirnkissen		1040114		
Premium-Kopfband		1033678		
Quick Clips für Kugelgelenk (2 Stück)		1009723		
ComfortGel Blue Anpassschablone		1012040		

Respironics, ComfortGel, Comfort Flap, DuoPack, FitPack, Quick Clip, StabilitySelector und System One sind Marken von Respironics Inc. und verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Bitte besuchen Sie uns unter [www.respironics.de](http://www.respironics.de)



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle Rechte vorbehalten.

Philips Healthcare behält sich das Recht vor, ein Produkt zu verändern oder die Herstellung zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung oder Verpflichtung einzustellen.

Broudy AE 00/00/00 MCI 0000000 PN 0000000

Philips Healthcare ist ein Unternehmen der Royal Philips Electronics

Respironics Deutschland  
+49 8152 93 06 0

Respironics Europa, Mittlerer Osten, Afrika  
+33 1 47 52 30 00

Respironics Schweiz  
+41 6 27 45 17 50

Philips Respironics  
1010 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668  
Kundendienst  
+1 724 387 4000  
800 345 6443 (toll free, US only)  
[www.philips.com/respironics](http://www.philips.com/respironics)  
[www.respironics.de](http://www.respironics.de)